

Kienet

VO

Détergent Désinfectant Vide-ordure



INDICATIONS

Détergent désinfectant parfumé pour le local poubelles ainsi que les containers.

MODE D'EMPLOI

Produit concentré. S'utilise à la dilution de 1 % en centrale de nettoyage, en nettoyeur haute pression ou en pulvérisation.

Appliquer le produit sur la surface, frotter, laisser agir 5 min. puis rincer.

COMPOSITION

Déclaration selon le Règlement (CE) n°648/2004 : Contient entre autres composants : Plus de 5%, mais moins de 15% : agents de surface non ioniques.

Moins de 5% : EDTA et sels. Contient également : Désinfectants (N-(3-aminopropyl)-N-dodécylpropane-1,3-diamine : 51 mg/g et Chlorure de didécyltriméthylammonium : 25 mg/g), parfum de synthèse.

DONNÉES PHYSICO-CHIMIQUES

Liquide limpide vert

Densité à +20°C : ≈ 1

pH du produit pur à +20°C : >12

Stockage entre +5°C et +35°C.

PROPRIÉTÉS MICROBIOLOGIQUES

Bactéricide : EN 1040, EN 1276, NF T 72-190, Actif sur Mycobacterium Tuberculosis.

Activité fongicide : EN 1275 (Candida albicans), NF T 72-190.

Homologué en traitement bactéricide et fongicide à 1 % sous le N° 2070064 :

ordures et déchets : matériel de transport et de collecte, locaux utilisés pour le traitement.

PRECAUTIONS D'EMPLOI

Dangereux - respecter les précautions d'emploi (établies selon la Directive Européenne 99/45/CE) Information disponible sur la fiche de données de Sécurité et l'étiquette.

CONDITIONNEMENTS

4 x 5kg



HYGIENE ALIMENTAIRE